

E 454/1

Gicleur à injection

pour un nettoyage optimal de divers instruments, en particulier les rectoscopes.



- Convient pour les rectoscopes.
Douilles de trocart et autres

Numéro EAN: 4002515722954 / Numéro de matériel: 10342490 /
Ancien Numéro de matériel: 69745402D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Autres accessoires	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments avec lumen	•
Capacité	
Instruments avec lumen [nombre]	1
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	8
Dimension extérieure, largeur nette en mm	8
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	300
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	60
Dimension extérieure, largeur brute en mm	160
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	350
Diamètre en mm	8
Poids net en kg	0,06
Poids brut en kg	0,07