

U 408  
Panier  
pour la prise en charge optimale des tasses.



- Avec rangées

Numéro EAN: 4002515691151 / Numéro de matériel: 10358570 /  
Ancien Numéro de matériel: 67640801D

<b>Famille produit</b>	
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
<b>Composants</b>	
PG 8164	•
PTD 701	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier pour tasses	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Bleu, Gris, Blanc
Nombre de rangées	4
Écart entre les supports en mm	85
<b>Capacité</b>	
Tasses [nombre]	20
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	100
Dimension extérieure, largeur nette en mm	410
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	410
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	270
Dimension extérieure, largeur brute en mm	525
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	1,20
Poids brut en kg	2,14