


U 407
Panier
pour la vaisselle classique des bistros.



- Pour verres, tasses, assiettes (à dessert), soucoupes, etc.
- Avec différentes hauteurs et écartements de supports
- Le complément à couverts E 168 est également utilisable

Numéro EAN: 4002515691199 / Numéro de matériel: 10358620 /
Ancien Numéro de matériel: 67640701D

Famille produit	
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Composants	
PG 8164	•
PTD 701	•
Catégorie de produit	
Panier à vaisselle mixte	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Câble, rilsanisé
Couleur	Blanc
Nombre de rangées	5
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	92
Dimension extérieure, largeur nette en mm	400
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	420
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	170
Dimension extérieure, largeur brute en mm	520
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	620
Poids net en kg	1,94
Poids brut en kg	3,10