

DKF 1000-R

Filtre à charbon actif AirClean Longlife régénérant
contre les mauvaises odeurs de cuisine.



Numéro EAN: 4002515745489 / Numéro de matériel: 10427040 /
Ancien Numéro de matériel: 28996369EU1

- Pour DUU 1000-2 et DUU 1500
- Pour CSDA1xxx/CSDA700x/
KMDA763x/KMDA7476/
KMDA7774 en mode recyclage
- Un chang. régulier le rend plus éco.
qu'un filtre à usage unique.
- Régénération très simple dans le
four deux fois par an
- Durée de vie de 3 ans