

GS CL 1403 P

Détergent en poudre, 1,4 kg

pour les meilleurs résultats au nettoyage. Avec assistant de dosage intégré.

Numéro EAN: 4002515773345 / Numéro de matériel: 10528360 /  
Ancien Numéro de matériel: 21995507EU1



- A l'oxygène actif pour un nettoyage en profondeur
- Aux super-enzymes — efficace même à basse température
- Formule spéciale anticorrosion pour la protection du verre
- Haut rendement – jusqu'à 95 cycles de lavage
- Une vaisselle propre, tout simplement. Avec Miele.