

A 310

Utilisation

pour la prise en charge optimale de 8 sabots de bloc opératoire.



- Pour une utilisation des les paniers supérieurs
- Pour accueillir 8 sabots de bloc OP jusqu'à la pointure 41
- Utilisable dans les paniers supérieurs A 101 et A 102

Numéro EAN: 4002515816349 / Numéro de matériel: 10632610 / Ancien Numéro de matériel: 69631000D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Composants</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour sabots de bloc OP	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des sabots de bloc OP	•
<b>Capacité</b>	
Sabots de bloc OP [nombre]	8
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	75
Dimension extérieure, largeur nette en mm	405
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	435
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	100
Dimension extérieure, largeur brute en mm	425
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	450
Poids net en kg	0,50
Poids brut en kg	0,83