

A 832

Gicleur à injection

pour le nettoyage optimal de divers instruments.



- Adapté pour les chariots et paniers à injection, vissable
- Optimisation des résultats de lavage grâce aux perçages latéraux

Numéro EAN: 4002515817711 / Numéro de matériel: 10635440 /
Ancien Numéro de matériel: 69745202D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	60
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Diamètre en mm	3
Poids net en kg	0,00
Poids brut en kg	0,01