

A 834

Gicleur à injection

pour un nettoyage optimal de divers instruments, en particulier les rectoscopes.



- Convient aux rectoscopes, douilles de trocart et autres charges
- Équipé d'un ressort pour ajustement en hauteur
- Pour optimisation résultats de lavage grâce aux perçages latéraux

Numéro EAN: 4002515940709 / Numéro de matériel: 10635650 / Ancien Numéro de matériel: 69745403D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	8
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	152
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	120
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	170
Poids net en kg	0,03
Poids brut en kg	0,03