

A 816

Gicleur à injection

pour le nettoyage optimal de divers instruments.



- adapté pour les chariots et paniers à injection, vissable
- Pour optimisation résultats de lavage grâce aux perçages latéraux

Numéro EAN: 4002515978849 / Numéro de matériel: 10635660 /
Ancien Numéro de matériel: 69681600D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	3
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	90
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,01
Poids brut en kg	0,01