

DataDiary  
Traçabilité basée sur une application  
pour une consignation simple et sans fil du PG 858x/9x.



- Solution Plug & Play nécessitant peu d'entretien
- Une transmission sûre et sans fil des données via Wi-Fi sécurisée
- Création de protocole au format PDF
- Identification utilisateur via login et mot de passe ou tag NFC
- Accès appli, module communication et 5 cartes à puce NFC inclus
- Compatible à partir d'Android 10.0 et iOS 12.4

Numéro EAN: 4002515894095 / Numéro de matériel: 10689630 /  
Ancien Numéro de matériel: 68819001D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Composants</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Gris
Diagonale d'écran minimale nécessaire du terminal en pouces	7,00
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des lames	•
Traitement des butyromètres	•
Traitement des bouteilles de perfusion/pharmacie	•
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments de robotique	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des sabots de bloc OP	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des biberons	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des instruments chirurgicaux orthopédiques	•
Traitement des clous intramédullaires/alésors	•
Traitement des plateaux/tablettes	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement des éprouvettes graduées	•
Traitement des contenants, par ex. contenant de la chaux	•
Traitement de divers ustensiles	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	39
Dimension extérieure, largeur nette en mm	88

DataDiary  
Traçabilité basée sur une application  
pour une consignation simple et sans fil du PG 858x/9x.



Numéro EAN: 4002515894095 / Numéro de matériel: 10689630 /  
Ancien Numéro de matériel: 68819001D

Dimension extérieure, profondeur nette en mm	110
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	55
Dimension extérieure, largeur brute en mm	100
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	300
Poids net en kg	0,12
Poids brut en kg	0,32

**Normes, contrôles, indicateurs**

CE

