

CJ Jug 1,0l

Cafetière isotherme de 1,0 l

pour les machines à café Miele CVA et CM avec fonction cafetière.

Numéro EAN: 4002515841990 / Numéro de matériel: 10694310 /  
Ancien Numéro de matériel: 29992617EU1



- Préparation directe sans transfert de la machine à la cafetière.
- Inox de qualité, poli
- Nettoyage simple grâce au couvercle complètement amovible
- Corps isolant Topherm sous vide indestructible
- Couvercle d'arôme coulissant confortable