

A 818

Capuchon de douilles de rinçage

pour fixation optimale des instruments si douille de rinçage utilisée.



- Unité d'emballage contenant 12 capuchons
- Ouverture adaptable selon l'application

Numéro EAN: 4002516100119 / Numéro de matériel: 10706620 /
Ancien Numéro de matériel: 69681800D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	20
Dimension extérieure, largeur nette en mm	20
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	20
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Diamètre en mm	20
Poids net en kg	0,03
Poids brut en kg	0,03