


A 105/1

Panier supérieur

Réglable en hauteur, sans buses d'injection, pour accueillir divers instruments.



- Côté droit : 22 emplacements d'injecteurs
- Côté gauche pour divers compléments
- Séchage intérieur actif d'instruments à cavité
- Séchage intérieur actif des pièces à main et contre-angles
- Tuyau de filtration A 800 comp. avec les deux barres à injection

Numéro EAN: 4002515941157 / Numéro de matériel: 10777260 /
Ancien Numéro de matériel: 69610501D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Possibilité d'ajouter un filtre central	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Instruments de transfert [nombre]	22
Instruments avec lumen [nombre]	22
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	202
Dimension extérieure, largeur nette en mm	528
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	528
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	270
Dimension extérieure, largeur brute en mm	525
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	4,86
Poids brut en kg	5,56
Accessoires	
A 838 Jeu de clés [nombre]	1