


APFD 401  
Complément  
pour la prise en charge optimale des gobelets à médicaments.



- pour le rangement de 60 gobelets à médicaments
- pour le rangement de 10 APFD 402
- Avec 10 rangées, écart entre les supports de 36 mm
- Hauteur maximale de charge : 42 mm

Numéro EAN: 4002516152163 / Numéro de matériel: 10869810 /  
Ancien Numéro de matériel: 67540101D

Familie produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Composants	
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Complément pour gobelets à médicaments	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Gobelets à médicaments [nombre]	60
Complément APFD 402 [nombre]	10

APFD 401  
Complément  
pour la prise en charge optimale des gobelets à médicaments.



Numéro EAN: 4002516152163 / Numéro de matériel: 10869810 /  
Ancien Numéro de matériel: 67540101D

Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	58
Dimension extérieure, largeur nette en mm	220
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	414
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	75
Dimension extérieure, largeur brute en mm	235
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	430
Poids net en kg	1,22
Poids brut en kg	1,41