


APFD 402

Complément

pour la prise en charge optimale des couvercles de gobelet à médicaments.



- Pour le rangement de 8 couvercles de gobelet à médicaments
- Pour utilisation dans l'insert APFD 401
- Pour des couvercles de 28 à 35 mm de diamètre

Numéro EAN: 4002516152170 / Numéro de matériel: 10869850 /


Ancien Numéro de matériel: 67540201D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Composants	
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Complément pour couvercles de gobelet à médicaments	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Gris

APFD 402

Complément

pour la prise en charge optimale des couvercles de gobelet à médicaments.



Numéro EAN: 4002516152170 / Numéro de matériel: 10869850 /
Ancien Numéro de matériel: 67540201D

Capacité	
Couvercle pour gobelets à médicaments [nombre]	8
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	55
Dimension extérieure, largeur brute en mm	180
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,01
Poids brut en kg	0,02