

TC 900

Cadre d'habillage

Pour appareils de largeur 900 mm sans condens. vapeur ou dispositif de séchage.



- Avec porte SAV verrouillable
- Le cache jusqu'au plafond doit être placé côté installation

Numéro EAN: 4002515991756 / Numéro de matériel: 10880700 /
Ancien Numéro de matériel: 69252003D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Catégorie de produit	
Cache	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	840
Dimension extérieure, largeur nette en mm	845
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1045
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	990
Dimension extérieure, largeur brute en mm	845
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1200
Poids net en kg	48,90
Poids brut en kg	63,90