

DS 5

Pompe de dosage à membrane

Pour bidons de 5 litres, pour le dosage de produits liquides.



- Pour l'équipement de pompes de dosage suppl.
- Pour dosage de produits de lavage/rinçage, d'agents neutralisants
- Avec canne d'aspiration pour bidons de 5 litres
- Livraison : pompe/lance/contrôle du volume de dosage et tuyaux

Numéro EAN: 4002515992234 / Numéro de matériel: 10880860 /  
Ancien Numéro de matériel: 69249001D

|  |      |
|--|------|
| <b>Appartenance du produit</b>                 |      |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | •    |
| <b>Composants</b>                              |      |
| PLW 8615                                       | •    |
| PLW 8616                                       | •    |
| PLW 8617                                       | •    |
| <b>Catégorie de produit</b>                    |      |
| Système de dosage                              | •    |
| <b>Raccordement électr. standard</b>           |      |
| Nombre de phases                               | 0    |
| CA/CC  | DC   |
| Tension en V                                   | 24   |
| Fréquence en Hz                                | 0    |
| Puissance totale de raccordement en kW         | 0,01 |
| Protection par fusible en A                    | 0    |
| <b>Dimensions et poids</b>                     |      |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm      | 0    |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm      | 0    |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm   | 0    |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm      | 160  |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm      | 200  |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm   | 475  |
| Poids net en kg                                | 0,68 |
| Poids brut en kg                               | 1,05 |