

DS 10

Pompe de dosage à membrane

Pour bidons de 10 litres, pour le dosage de produits liquides.



- Pour l'équipement de pompes de dosage suppl.
- Pour dosage de produits de lavage/rinçage, d'agents neutralisants
- Avec canne d'aspiration pour bidons de 10 litres
- Livraison : pompe/lance/contrôle du volume de dosage et tuyaux

Numéro EAN: 4002515992241 / Numéro de matériel: 10880870 /
Ancien Numéro de matériel: 69249101D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
CA/CC	DC
Tension en V	24
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,01
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	200
Dimension extérieure, largeur brute en mm	480
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids net en kg	1,05
Poids brut en kg	1,25