

CM/1

ConductivityMeter

pour mesurer la conductance et l'affichage pour le changement de la cartouche.



- Convient aux cartouches de déminéralisation totale
- Affichage optique et sonore pour le changement de cartouche
- 10 points de commutation dans une plage de 0 – 199,9 µS/cm
- Affichage sur une ligne, raccordement possible à une LED externe
- Comprend un support mural et une #alimentation électrique#<inRef.objid>Z

Numéro EAN: 4002516057420 / Numéro de matériel: 10889920 / Ancien Numéro de matériel: 69450002D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8060	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PTD 901	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Traitement de l'eau	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir

CM/1

ConductivityMeter

pour mesurer la conductance et l'affichage pour le changement de la cartouche.

Numéro EAN: 4002516057420 / Numéro de matériel: 10889920 /
Ancien Numéro de matériel: 69450002D



Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	110
Dimension extérieure, largeur nette en mm	125
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	52
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	155
Dimension extérieure, largeur brute en mm	310
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	350
Poids net en kg	1,56
Poids brut en kg	2,16