

SC

Condenseur de vapeur

Pour une déshumidification et un refroidissement optimal de l'air vicié.



- Utilisable uniquement en comb. avec le dispositif de séchage
- Connexion possible sur circuit de refroid. côté installation

Numéro EAN: 4002516024323 / Numéro de matériel: 10928990 /
Ancien Numéro de matériel: 69251300D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	770
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1200
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	800
Poids net en kg	14,00
Poids brut en kg	135,00
Normes, contrôles, indicateurs	
UL	•