

PR

Imprimante intégrée

Pour imprimer des protocoles de traitement.



Numéro EAN: 4002516024040 / Numéro de matériel: 10931290 /  
Ancien Numéro de matériel: 69247003D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PLW 8617	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Couleur	Noir
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	95
Dimension extérieure, largeur brute en mm	190
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	291
Poids net en kg	0,92
Poids brut en kg	2,50