

FP 900

Socle

Avec tôle de fond et perforations pour dispositifs d'évacuation.



- Convient pour appareils à 2 portes de largeur 900 mm
- Cadre avec bac collecteur en inox intégré
- Pour appareils avec soupape d'évacuation ou pompe de vidange

Numéro EAN: 4002516031925 / Numéro de matériel: 10941870 /  
Ancien Numéro de matériel: 69253005D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PLW 8616	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Base/socle	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	100
Dimension extérieure, largeur nette en mm	900
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	990
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	161
Dimension extérieure, largeur brute en mm	935
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1200
Poids net en kg	25,20
Poids brut en kg	36,30