

A 501

Chariot

avec 4 niveaux pour le nettoyage de verrerie et d'ustensiles de laboratoire.



- Pour le traitement de compléments et de paniers à mailles
- Avec inserts A 601 extension possible à 5 ou 6 niveaux

Numéro EAN: 4002516050438 / Numéro de matériel: 10973890 /  
Ancien Numéro de matériel: 69650101D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot de chargement pour compléments	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Compléments à mailles DIN [nombre]	18
Compléments à mailles SPRI [nombre]	12
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	659
Dimension extérieure, largeur nette en mm	650
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	710
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	795
Dimension extérieure, largeur brute en mm	860
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	715
Poids net en kg	9,80
Poids brut en kg	31,00