

A 503

Chariot

sans niveaux pour le nettoyage de verrerie et d'ustensiles de laboratoire.



- Pour le traitement de compléments et de paniers à mailles
- Selon la hauteur, jusqu'à 6 modules peuvent être utilisés
- Bandeau et montants supérieurs amovibles

Numéro EAN: 4002516050445 / Numéro de matériel: 10973900 /
Ancien Numéro de matériel: 69650301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Chariot avec modules complémentaires	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	433
Dimension extérieure, largeur nette en mm	790
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	650
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	790
Dimension extérieure, largeur brute en mm	860
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	715
Poids net en kg	17,00
Poids brut en kg	20,00