

A 603  
Embout  
pour étendre le chariot A 500 à 2 niveaux.



- Avec bras de lavage

Numéro EAN: 4002516050520 / Numéro de matériel: 10973980 /  
Ancien Numéro de matériel: 69660301D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autre complément/autre module	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Compléments à mailles DIN [nombre]	3
Compléments à mailles SPRI [nombre]	2
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	565
Dimension extérieure, largeur nette en mm	640
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	790
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	780
Dimension extérieure, largeur brute en mm	710
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	6,80
Poids brut en kg	13,80