

A 620

Module

pour le traitement de verrerie de laboratoire, avec 10 points d'injection.



- Équipement individuel possible avec 10 buses max.
- Utilisable dans chariot A 503
- Composant du système EasyLoad

Numéro EAN: 4002516063391 / Numéro de matériel: 10999100 /  
Ancien Numéro de matériel: 69662000D

<b>Famille produit</b>		
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire		•
<b>Composants</b>		
PLW 8615		•
PLW 8616		•
PLW 8617		•
<b>Catégorie de produit</b>		
Complément/module pour la verrerie à col étroit		•
Complément pour diverses bouteilles		•
<b>Caractéristiques du produit</b>		
Matériau		Inox
Couleur		Inox
Composant du système EasyLoad		•
<b>Domaine d'application</b>		
Traitement de la verrerie de laboratoire		•
<b>Dimensions et poids</b>		
Dimension extérieure, hauteur nette en mm		113
Dimension extérieure, largeur nette en mm		133
Dimension extérieure, profondeur nette en mm		608
Dimension extérieure, hauteur brute en mm		145
Dimension extérieure, largeur brute en mm		150
Dimension extérieure, profondeur brute en mm		620
Poids net en kg		0,77
Poids brut en kg		1,82