

A 621

Module

pour le traitement de verrerie de laboratoire, avec 20 points d'injection.



- Équipement individuel possible avec 20 buses max.
- Utilisable dans chariot A 503
- Composant du système EasyLoad

Numéro EAN: 4002516063407 / Numéro de matériel: 10999110 /  
Ancien Numéro de matériel: 69662100D

<b>Famille produit</b>		
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire		•
<b>Composants</b>		
PLW 8615		•
PLW 8616		•
PLW 8617		•
<b>Catégorie de produit</b>		
Complément/module pour la verrerie à col étroit		•
Complément pour diverses bouteilles		•
<b>Caractéristiques du produit</b>		
Matériau	Inox	
Couleur	Inox	
Composant du système EasyLoad		•
<b>Domaine d'application</b>		
Traitement de la verrerie de laboratoire		•
<b>Capacité</b>		
Verrerie à col étroit [nombre]		20
<b>Dimensions et poids</b>		
Dimension extérieure, hauteur nette en mm		113
Dimension extérieure, largeur nette en mm		173
Dimension extérieure, profondeur nette en mm		608
Dimension extérieure, hauteur brute en mm		165
Dimension extérieure, largeur brute en mm		205
Dimension extérieure, profondeur brute en mm		660
Poids net en kg		1,11
Poids brut en kg		2,24