

APWD 095

Complément

pour le nettoyage et la désinfection optimaux de la charge dans le bassin.



Numéro EAN: 4002516066057 / Numéro de matériel: 11013640 /
Ancien Numéro de matériel: 68509500D

Appartenance du produit	
Lave-bassins	•
Composants	
PWD 8545	•
Catégorie de produit	
Complément pour bassins hygiéniques et urinaux	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de bassins hygiéniques et d'urinaux	•
Capacité	
Urinaux [nombre]	3
Bassins hygiéniques [nombre]	1
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	340
Dimension extérieure, largeur nette en mm	380
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	295
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	365
Dimension extérieure, largeur brute en mm	430
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	510
Poids net en kg	1,35
Poids brut en kg	2,65