


APWD 099

Complément

pour le nettoyage et la désinfection optimaux de la charge dans le bassin.



Numéro EAN: 4002516066088 / Numéro de matériel: 11013670 /
Ancien Numéro de matériel: 68509900D

Famille produit	
Lave-bassins	•
Composants	
PWD 8541	•
PWD 8545	•
Catégorie de produit	
Complément pour bassins hygiéniques et urinaux	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de seaux de chaise percée	•
Traitement de cuvettes	•
Traitement de récipients de récupération	•
Capacité	
Urinaux [nombre]	3
Bassins hygiéniques [nombre]	1
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	150
Dimension extérieure, largeur nette en mm	420
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	300
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	195
Dimension extérieure, largeur brute en mm	285
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	410
Poids net en kg	0,70
Poids brut en kg	1,56