


APWD 100

Complément

pour le nettoyage et la désinfection optimaux de la charge dans le bassin.



Numéro EAN: 4002516066095 / Numéro de matériel: 11013680 /  
Ancien Numéro de matériel: 68510000D

<b>Appartenance du produit</b>	
Lave-bassins	•
<b>Composants</b>	
PWD 8545	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour bassins hygiéniques et urinaux	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de bassins hygiéniques et d'urinaux	•
<b>Capacité</b>	
Urinaux [nombre]	3
Bassins hygiéniques [nombre]	1
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	350
Dimension extérieure, largeur nette en mm	282
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	368
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	350
Dimension extérieure, largeur brute en mm	430
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	515
Poids net en kg	1,29
Poids brut en kg	2,92