


APWD 111

Complément

pour le nettoyage et la désinfection optimaux de la charge dans le bassin.



Numéro EAN: 4002516066224 / Numéro de matériel: 11013740 /  
Ancien Numéro de matériel: 68511100D

<b>Appartenance du produit</b>	
Lave-bassins	•
<b>Composants</b>	
PWD 8549	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour bassins hygiéniques et urinaux	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de bassins hygiéniques et d'urinaux	•
<b>Capacité</b>	
Urinaux [nombre]	2
Bassins hygiéniques [nombre]	1
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	340
Dimension extérieure, largeur nette en mm	217
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	432
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	345
Dimension extérieure, largeur brute en mm	435
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	510
Poids net en kg	1,79
Poids brut en kg	3,54