

E 518

Flexible en silicone

pour connecter la charge, longueur 300 mm.



- Longueur 300 mm
- Unité d'emballage contenant 4 tuyaux en silicone

Numéro EAN: 4002516087076 / Numéro de matériel: 11015260 /

Ancien Numéro de matériel: 69751800D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments avec lumen	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Silicone
Couleur	Inox, Transparent
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	300
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	55
Dimension extérieure, largeur brute en mm	180
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	250
Diamètre en mm	8
Poids net en kg	0,06
Poids brut en kg	0,06