


APWD 060

Panier

pour la prise en charge optimale de divers compléments et compléments à mailles.



- Hauteur de chargement 230 mm, largeur 370 mm, profondeur 395 mm

Numéro EAN: 4002516066644 / Numéro de matériel: 11017140 / Ancien Numéro de matériel: 68406000D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Catégorie de produit	
Autre panier	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments chirurgicaux orthopédiques	•
Traitement des plateaux/tablettes	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	85
Dimension extérieure, largeur nette en mm	395
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	469
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	262
Dimension extérieure, largeur brute en mm	408
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	512
Poids net en kg	1,42
Poids brut en kg	2,92