

APWD 061

Panier

Prise en charge optimale de pièces à main, compléments et compléments à mailles.



- Avec 6 supports pour pièces à main, contre-angles et turbines
- Équipé de six injecteurs Ø 3,8 mm x 15 mm pour disp. d'aspiration
- Séchage intérieur actif des pièces à main et contre-angles
- Dimensions de chargement H 230, l 320, P 395 mm

Numéro EAN: 4002516066651 / Numéro de matériel: 11017150 / Ancien Numéro de matériel: 68406100D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
<b>Composants</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments dentaires	•
<b>Capacité</b>	
Instruments de transfert [nombre]	6
Instruments avec lumen [nombre]	6
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	85
Dimension extérieure, largeur nette en mm	395
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	469
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	262
Dimension extérieure, largeur brute en mm	408
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	512
Poids net en kg	2,18
Poids brut en kg	3,68