

GP CA ST 0252 L

Produit d'entretien pour l'inox SteelCare, 250 ml
nettoie et fait briller vos appareils en inox sur toute leur surface.

Numéro EAN: 4002516084310 / Numéro de matériel: 11023350 /
Ancien Numéro de matériel: 22996913EU1



- Elimine les traces de doigts, les rayures et les taches
- Film protecteur qui empêche les salissures de se reformer
- Haut rendement — agréable et simple d'utilisation
- Particulièrement adapté au domaine alimentaire
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité