

Pompe de Vidange Moteur Synchrone
Moteur synchrone pompe de vidange
pompe de vidange pour l'évacuation de l'eau de rinçage dans le lave-vaisselle

Numéro EAN: 4002516283010 / Numéro de matériel: 11025001 /
Ancien Numéro de matériel:



- Anomalie : F11 – Anomalie vidange, la LED arrivée/vidange clignote
- Anomalie : de l'eau se trouve dans l'appareil et n'est pas évacuée
- Durée de la réparation : env. 30 minutes
- Outil : tournevis T20, serviettes, gants de sécurité
- Outil : seringue (en option pour l'eau résiduelle)
- Pour G3xx, G6xx, G8xx, G1xxx, G2xxx, G3xxx, G4xxx, G5xxx jus. 2017, G6xxx, G7xxx