

A 623
Module
pour le traitement optimal de cylindres gradués.



- Équipé de 4 buses
- Pour cylindres gradués d'une capacité de 1 à 2 l
- Supports pivotants pour une manipulation aisée

Numéro EAN: 4002516071440 / Numéro de matériel: 11025560 /
Ancien Numéro de matériel: 69662300D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour cylindres gradués	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des éprouvettes graduées	•
Capacité	
Éprouvette graduée [nombre]	4
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	437
Dimension extérieure, largeur nette en mm	255
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	608
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	540
Dimension extérieure, largeur brute en mm	530
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	500
Poids net en kg	6,30
Poids brut en kg	7,80