

A 846

Gicleur à injection

avec support, pour le nettoyage de ballons gradués et flacons de laboratoire.



- Pour les flacons de laboratoire jusqu'à 10 L et ballons gradués jusqu'à 6 L
- Longueur de la buse : 127 mm, longueur de la buse avec support : 158 mm
- Ø buse : 10 mm
- Pour modules A 313 et A 612

Numéro EAN: 4002516071464 / Numéro de matériel: 11025590 /  
Ancien Numéro de matériel: 69684600D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, null, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Gris
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	158
Dimension extérieure, largeur nette en mm	110
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	110
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	160
Dimension extérieure, largeur brute en mm	145
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	265
Poids net en kg	0,23
Poids brut en kg	0,37