

A 847

Gicleur à injection
avec support, pour le nettoyage d'erlenmeyers.



- Pour les erlenmeyers jusqu'à 5 L
- Longueur de buse : 127 mm
- Ø buse : 10 mm, Ø support : 142 mm
- Pour modules A 313 et A 612

Numéro EAN: 4002516071471 / Numéro de matériel: 11025600 /
Ancien Numéro de matériel: 69684700D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Gris
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	170
Dimension extérieure, largeur nette en mm	249
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	35
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	305
Dimension extérieure, largeur brute en mm	300
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	200
Poids net en kg	0,12
Poids brut en kg	0,27