

FA WS 151 L

Capsule fraîcheur WhiteFlower Sensitive

une expérience olfactive – des notes florales et la fraîcheur des agrumes.

Numéro EAN: 4002516118503 / Numéro de matériel: 11047270 /
Ancien Numéro de matériel: 11997162EU1



- Intensité du parfum réglable à tout moment
- Pour un parfum frais, qui dure jusqu'à 4 semaines
- Du linge merveilleusement parfumé – sans adoucissant
- Peut contenir des ingrédients allergènes
- Pour les sèche-linge et armoires séchantes de Miele avec FragranceDos
- Pour 50 cycles de séchage ou 70 utilisations dans l'armoire séchante