


A 836

Kit gicleurs à injection

pour le traitement optimal des instruments avec lumen dans le domaine dentaire.



- Pour remplir le panier supérieur A 105/1
- Unité d'emballage avec 22 buses à injection dentaires A 833

Numéro EAN: 4002516204091 / Numéro de matériel: 11054660 /
Ancien Numéro de matériel: 69783600D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	120
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	170
Poids net en kg	0,20
Poids brut en kg	0,20