

A 315

Module

pour améliorer la capacité et le traitement des instruments à cavité.



- Augmentation capacité injecteurs de 22 à 44 pièces
- Rétrocompatibilité pour tous les A 151 du marché
- Pour tous adaptateurs dentaires/ ORL et accessoires courants

Numéro EAN: 4002516087861 / Numéro de matériel: 11055980 /
Ancien Numéro de matériel: 69631500D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments ORL	•
Complément/module pour les instruments dentaires	•
Autre complément/autre module	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Possibilité d'ajouter un filtre central	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Capacité	
Instruments ORL [nombre]	22
Instruments de transfert [nombre]	22
Aspirateur [nombre]	22
Instruments avec lumen [nombre]	22
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	145
Dimension extérieure, largeur nette en mm	492
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	542
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	270
Dimension extérieure, largeur brute en mm	525
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	1,35
Poids brut en kg	2,35
Accessoires	
A 838 Jeu de clés [nombre]	1