

A 840

Gicleur à injection

avec supports plastiques, diamètre de buse 6, longueur 130 mm, 1 pièce.



- Pour chariot et paniers à injection, vissable
- Composant du système EasyLoad
- Unité d'emballage contenant 1 buse
- Idéal pour pièce à laver avec des ouvertures de 12 à 85 mm
- Diamètre du cache supérieur : 11 mm

Numéro EAN: 4002516188742 / Numéro de matériel: 11056100 /  
Ancien Numéro de matériel: 69684000D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Composant du système EasyLoad	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	130
Dimension extérieure, largeur nette en mm	92
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	86
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	80
Dimension extérieure, largeur brute en mm	95
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	110
Poids net en kg	0,02
Poids brut en kg	0,06