

A 841

Gicleur à injection

avec supports plastiques, diamètre de buse 6, longueur 210 mm, 1 pièce



- Pour chariot et paniers à injection, vissable
- Composant du système EasyLoad
- Unité d'emballage contenant 1 buse
- Idéal pour pièce à laver avec des ouvertures de 12 à 85 mm
- Diamètre du cache supérieur : 11 mm

Numéro EAN: 4002516188759 / Numéro de matériel: 11056190 / Ancien Numéro de matériel: 69684100D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Composant du système EasyLoad	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	210
Dimension extérieure, largeur nette en mm	92
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	86
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	107
Dimension extérieure, largeur brute en mm	130
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	195
Poids net en kg	0,03
Poids brut en kg	0,14