

A 861  
Cadre de maintien  
pour modules d'injection A 301/4 et A 301/5



- Répartition : 3 x 6 champs
- Utilisable sur le module à injection A 301/4 et A 301/5
- pour le positionnement optimal de la verrerie de laboratoire
- Composant du système EasyLoad

Numéro EAN: 4002516087670 / Numéro de matériel: 11056810 /  
Ancien Numéro de matériel: 69686100D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autre complément/autre module	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Nombre de compléments	18
Largeur de compartiment en mm	74
Longueur de compartiment en mm	74
Composant du système EasyLoad	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	80
Dimension extérieure, largeur nette en mm	200
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	350
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	100
Dimension extérieure, largeur brute en mm	210
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	495
Poids net en kg	0,10
Poids brut en kg	1,87