


APLW 000

Chariot

pour la prise en charge de la verrerie de laboratoire sur niveaux supérieurs.



- Équipé d'1 bras d'aspersion intégré
- Pour la prise en charge de compléments
- Dimensions d'équipement : 484 x 525 mm

Numéro EAN: 4002516115281 / Numéro de matériel: 11104470 /
Ancien Numéro de matériel: 69300000D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les béciers	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	160
Dimension extérieure, largeur nette en mm	560
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	532
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	190
Dimension extérieure, largeur brute en mm	560
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	4,30
Poids brut en kg	6,07