

APLW 001

Chariot

pour la prise en charge de la verrerie de laboratoire sur niveaux inférieurs.



- Largeur de chargement maximale : 470 mm
- Profondeur de chargement maximale : 490 mm

Numéro EAN: 4002516115298 / Numéro de matériel: 11104480 /
Ancien Numéro de matériel: 69300100D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les béciers	•
Chariot de chargement pour compléments	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	135
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	582
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	190
Dimension extérieure, largeur brute en mm	560
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	4,20
Poids brut en kg	5,90