

APLW 003

Chariot

pour la prise en charge de la grande verrerie de laboratoire jusqu'à 20 l.



**Image
in progress**

- Équipé de quatre buses
- Pour la prise en charge de jusqu'à 2 flacons de Ø 280 mm max
- Pour prendre en charge jusqu'à deux bouteilles de Ø 190 mm max.

Numéro EAN: 4002516115410 / Numéro de matériel: 11104500 /
Ancien Numéro de matériel: 69300300D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Bouteilles [nombre]	2
Erlenmeyer [nombre]	2
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	400
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	582
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	580
Dimension extérieure, largeur brute en mm	565
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	5,08
Poids brut en kg	7,63