

APLW 004

Chariot

pour la prise en charge de la grande verrerie de laboratoire jusqu'à 50 l.



- Équipé d'1 buse

Numéro EAN: 4002516115427 / Numéro de matériel: 11104510 /
Ancien Numéro de matériel: 69300400D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Module pour verrerie de laboratoire grand volume	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Bouteilles [nombre]	1
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	588
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	582
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	760
Dimension extérieure, largeur brute en mm	625
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	715
Poids net en kg	4,68
Poids brut en kg	9,83