

APLW 005

Chariot

pour la prise en charge optimale de jusqu'à 56 pipettes.



- Pour la prise en charge de jusqu'à 56 pipettes en diagonale

Numéro EAN: 4002516115434 / Numéro de matériel: 11104520 /
Ancien Numéro de matériel: 69300500D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Chariot de chargement pour pipettes	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Capacité	
Pipettes [nombre]	56
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	308
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	582
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	570
Dimension extérieure, largeur brute en mm	560
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	6,40
Poids brut en kg	9,20